



POCH ROTSYSTEM

ROTACYJNY SYSTEM DOSTAW
ROZPUSZCZALNIKÓW WYSOKIEJ CZYSTOŚCI



**Informacje zamieszczone w broszurze, są ważne w czasie przekazywania jej do druku.
W okresie jej ważności mogą one jednak ulec zmianie.**


POCH ROTSYSTEM

ROTACYJNY SYSTEM DOSTAW ROZPUSZCZALNIKÓW WYSOKIEJ CZYSTOŚCI

Wdrożenie funkcjonującego systemu rotacyjnego opakowań **POCH ROTSYSTEM** gwarantuje utrzymanie wysokich parametrów jakościowych rozpuszczalników wysokiej czystości. Produkcja i konfekcjonowanie produktów odbywa się według ściśle określonych procedur zapewniających najwyższą jakość, powtarzalność oraz stabilność parametrów. Konfekcjonowanie rozpuszczalników: **LC-MasScan®**, **Chromoscan®**, **Pestiscan®**, **Enviroscan®**, **Anhydroscan®**, **Spectroscan®** odbywa się w atmosferze gazu obojętnego. Opakowania rotacyjne **POCH ROTSYSTEM** są dostępne w dwóch pojemnościach 50 l oraz 200 l.

System **POCH ROTSYSTEM** przeznaczony jest zarówno dla laboratoriów do oznaczeń analitycznych jak i do procesów technologicznych.

1. JAK DZIAŁA SYSTEM SPRZEDAŻY POCH ROTSYSTEM ?



* Zapytanie ofertowe powinno zawierać: rodzaj, stopień czystości rozpuszczalników, zapotrzebowanie na rozpuszczalniki w skali miesięcznej.

2. JAKIE PRODUKTY ZNAJDUJĄ SIĘ W POCH ROTSYSTEM ?

Nr katalogowy	Nazwa asortymentu	Min. zawartość GC [%]	Max. pozostałość nietłona [ppm]	Max. zawartość wody [%]	Min. transmisja [%] (1cm,H ₂ O)
102640150	ACETONITRYL	99,9	5	0,02	98 % - 240 nm; 99 % - 250 nm
102644151	ACETONITRYL-SUPER GRADIENT	99,9	5	0,02	30 % - 190 nm; 80 % - 195 nm; 93 % - 200 nm; 98 % - 220 nm; 99 % - 230 nm; Gradient w 210 nm - max pik 3 mAU dryf linii podstawowej max 15 mAU Filtracja - 0,2 μm
621991154	METANOL	99,9	5	0,05	60 % - 210 nm; 70 % - 220 nm; 80 % - 230 nm; 98 % - 240 nm; 99 % - 250 nm
621995156	METANOL-SUPER GRADIENT	99,9	5	0,05	65 % - 210 nm; 75 % - 220 nm; 90 % - 230 nm; 98 % - 240 nm; 99 % - 250 nm; Gradient w 235 nm - max pik 2 mAU dryf linii podstawowej max 15 mAU Filtracja - 0,2 μm

* Pozostałe rozpuszczalniki oferujemy na zapytanie ofertowe



3. JAKIE SĄ ZALETY STOSOWANIA OPAKOWANIA POCH ROTSYSTEM ?


- Zmniejszenie powierzchni magazynowania.
- Oszczędność czasu.
- Zmniejszenie ilości odpadów.
- Zwiększenie bezpieczeństwa użytkowania rozpuszczalników.
- Wysoka jakość rozpuszczalników.
- Opakowanie łatwe w montażu i bezpieczne w użytkowaniu (opakowania ROTSYSTEM są niskociśnieniowe, zewnętrzna matowana powierzchnia kega zabezpiecza przed niekontrolowanym wzrostem ciśnienia w kegu na skutek wahań temperatury).
- Pierwsza instalacja pod opieką pracownika POCH S.A.
- Bezpieczny transport.



4. JAK JEST SKONSTRUOWANE OPAKOWANIE ROTSYSYSTEM ?

Przygotowaliśmy nasz system tak, aby podłączenie było możliwe w przeciągu kilku minut.
Na wyposażeniu kega znajdują się:

- Wąż opróżniający **A** odpowiedni dla używanego rozpuszczalnika zaopatrzony w szybkozłączkę **B**
- Zawór dozujący (pistolet) **C**
- Szybkozłączka **D**
- Instrukcja obsługi



DZIAŁ CHEMII LABORATORYJNEJ
MENEDŻER DZIAŁU SPRZEDAŻY CHEMII LABORATORYJNEJ

kom.: 0 602 76 90 10
e-mail: MSLab@poch.com.pl

REGION WSCHODNI

Menedżer Regionalny

kom.: 0 604 13 23 35
e-mail: MRwschod@poch.com.pl

DORADCY KLIENTA

Region lubelski, świętokrzyski

kom.: 0 604 13 23 35
e-mail: DKlublin@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 081 745 13 09 lub 10
fax: 081 746 27 72
e-mail: Lublin@poch.com.pl

**Region mazowiecki,
warmińsko-mazurski**

kom.: 0 602 72 30 12
e-mail: DKwarszawa@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 081 477 84 76
fax: 081 746 27 72
e-mail: Warszawa@poch.com.pl

Region mazowiecki, podlaski

kom.: 0 694 44 17 97
e-mail: DKwarszawa1@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 081 477 84 77
fax: 081 746 27 72
e-mail: Warszawa1@poch.com.pl

REGION POŁUDNIOWY

Menedżer Regionalny

kom.: 0 608 29 22 66
e-mail: MRpoludnie@poch.com.pl

DORADCY KLIENTA

Region podkarpacki

kom.: 0 608 29 22 66
e-mail: DKrzeszow@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 081 476 15 26
fax: 081 746 27 72
e-mail: Rzeszow@poch.com.pl

Region małopolski

kom.: 0 694 44 18 09
e-mail: DKkrakow@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 032 239 21 70
e-mail: Krakow@poch.com.pl
tel.: 032 239 21 57
e-mail: Krakow1@poch.com.pl
fax: 032 239 23 72

Region śląski, opolski

kom.: 0 602 48 28 42
e-mail: DKkatowice@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 032 239 21 72
fax: 032 239 23 72
e-mail: Katowice@poch.com.pl

Region dolnośląski, lubuski

kom.: 0 606 34 64 54
e-mail: DKwroclaw@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 032 239 21 71
fax: 032 239 23 72
e-mail: Wroclaw@poch.com.pl

REGION PÓŁNOCNY

Menedżer Regionalny

kom.: 0 698 63 01 06
e-mail: MRpolnoc@poch.com.pl

DORADCY KLIENTA

Region łódzki

kom.: 0 698 63 01 06
e-mail: DKlodz@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 081 476 18 98
fax: 081 746 27 72
e-mail: Lodz@poch.com.pl

Region wielkopolski

kom.: 0 604 54 88 03
e-mail: DKpoznan@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 032 239 21 00
fax: 032 239 23 72
e-mail: Poznan@poch.com.pl

Region kujawsko-pomorski

kom.: 0 694 44 18 06
e-mail: DKbydgoszcz@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 032 239 23 77
fax: 032 239 23 72
e-mail: Bydgoszcz1@poch.com.pl

**Region pomorski,
zachodnio-pomorski**

kom.: 0 668 18 87 69
e-mail: DKgdansk@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 032 239 21 77
fax: 032 239 23 72
e-mail: Gdansk@poch.com.pl

Sklep Firmowy POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11
44-101 Gliwice
tel.: 0 32 239 22 60
fax: 0 32 231 96 17
e-mail: Gliwice@poch.com.pl

Centrum Regionalne POCH S.A.

ul. Mełgiewska 16
20-234 Lublin
tel.: 0 81 745 13 09, 0 81 745 13 10
fax: 0 81 746 27 72
e-mail: Lublin@poch.com.pl

POCH S.A.

44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11, Polska
tel. (48 32) 239 20 00, fax (48 32) 239 23 70
e-mail: poch@poch.com.pl, www.poch.com.pl
NIP: 631-010-13-07

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000010108
Wysokość kapitału zakładowego: 2 360 790,00 zł., w całości opłacony