



TitraFix™ - NOWE ODWAŻKI ANALITYCZNE

OPIS NOWEGO PRODUKTU TitraFix™

Odważka analityczna to określona ilość czystej substancji (w postaci odważki substancji stałej lub precyzyjnie odmierzonej objętości roztworu) umieszczona w ampułce, przeznaczona do przygotowania roztworu mianowanego. Po otwarciu ampułki wystarczy spłukać ją ilościowo do kolby miarowej o podanej objętości i po dopełnieniu wodą do kreski otrzymuje się roztwór mianowany o żądanym stężeniu.

Główne zalety korzystania z nowych odważek analitycznych TitraFix™ firmy POCH:

- bezpieczeństwo pracy - innowacyjna metoda wykonania ampułki, która gwarantuje **100 % szczelności**,
- **precyzja analiz** - w pełni ilościowe przeniesienie zawartości substancji z ampułki do kolby dzięki zastosowaniu specjalnego systemu równomiernego rozprowadzania wody po ściankach ampułki,
- **określony zakres tolerancji** każdej odważki analitycznej,
- **pewna jakość** - pierścień (**plomba**) świadczący o tym, że ampułka nie była wcześniej otwierana,
- **łatwość stosowania** - dodając jedynie odpowiednią ilość wody otrzymuje się gotowy do użycia roztwór mianowany,
- **oszczędność czasu** potrzebnego do przygotowania roztworu mianowanego,
- **ergonomiczne i bezpieczne** opakowanie,
- **optymalna logistyka** - zmniejszenie przestrzeni magazynowania, zmniejszenie kosztów transportu.



Odważki analityczne TitraFix™ produkowane przez firmę POCH S.A.:

Nazwa odważki	Indeks	Zakres tolerancji
TitraFix™ - Odważka analityczna amonu rodanek 0,1 mol/l (0,1 N)	139593167-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna di-sodu szczawian 0,05 mol/l (0,1 N)	808520167-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna di-sodu tetraboran 0,05 mol/l (szklana ampułka)	796100163-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna di-sodu wersenian 0,01 mol/l	879821169-020-1	+/-2%
TitraFix™ - Odważka analityczna di-sodu wersenian 0,05 mol/l	879860161-020-1	+/-0,2%
TitraFix™ - Odważka analityczna di-sodu wersenian 0,1 mol/l	879852168-020-1	+/-0,2%
TitraFix™ - Odważka analityczna jod 0,05 mol/l (0,1 N) (szklana ampułka)	491265165-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna kwas azotowy 0,1 mol/l (0,1 N)	529683168-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna kwas octowy 0,1 mol/l (0,1 N)	568703160-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna kwas siarkowy 0,05 mol/l (0,1 N)	575063165-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna kwas siarkowy 0,5 mol/l (1 N)	575056167-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna kwas solny 0,1 mol/l (0,1 N)	575313163-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna kwas solny 0,2 mol/l (0,2 N)	575312168-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna kwas solny 1 mol/l (1 N)	575327160-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna kwas szczawiowy 0,05 mol/l (0,1 N)	575880167-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna potasu bromek 0,1 mol/l (0,1 N)	739300168-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna potasu bromian 1/60 mol/l (0,1N)	739380164-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna potasu bromian-bromek 0,05 mol/l Br ₂ (0,1 N)	739390169-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna potasu dichromian 1/60 mol/l (0,1 N)	741100161-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna potasu jodan 1/60 mol/l (0,1 N)	743100166-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna potasu jodan-jodek 0,05 mol/l I ₂ (0,1N)	743110161-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna potasu jodek 0,1 mol/l (0,1 N)	743180162-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna potasu nadmanganian 0,02 mol/l (szklana ampułka)	743890162-020-1	+/-2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna potasu rodanek 0,1 mol/l (0,1 N)	745523161-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna potasu wodorotlenek 0,1 mol/l	746823165-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna potasu wodorotlenek 1 mol/l (1 N)	746830163-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna sodu chlorek 0,1 mol/l (0,1 N)	794140166-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna sodu tiosiarczan 0,01 mol/l (0,01 N)	809601160-020-1	+/-2%
TitraFix™ - Odważka analityczna sodu tiosiarczan 0,1 mol/l (0,1 N)	809600164-020-1	+/-0,2%
TitraFix™ - Odważka analityczna sodu węglan 0,05 mol/l (0,1 N)	810593165-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna sodu wodorotlenek 0,01 mol/l (0,01 N)	810936169-020-1	+/-2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna sodu wodorotlenek 0,1 mol/l (0,1 N)	810933162-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna sodu wodorotlenek 1 mol/l (1 N)	810935163-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna srebra azotan 0,1 mol/l (0,1N)	814340160-020-1	+/-0,2 %
TitraFix™ - Odważka analityczna wapnia chlorek 0,05 mol/l (0,1 N)	875083167-020-1	+/-0,2 %



DZIAŁ CHEMII LABORATORYJNEJ
MENEDŻER DZIAŁU SPRZEDAŻY CHEMII LABORATORYJNEJ

kom.: 0 602 76 90 10
e-mail: MSLab@poch.com.pl

REGION WSCHODNI

Menedżer Regionalny

kom.: 0 604 13 23 35
e-mail: MRwschod@poch.com.pl

DORADCY KLIENTA

Region lubelski, świętokrzyski

kom.: 0 604 13 23 35
e-mail: DKlublin@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 081 745 13 09 lub 10
fax: 081 746 27 72
e-mail: Lublin@poch.com.pl

**Region mazowiecki,
warmińsko-mazurski**

kom.: 0 602 72 30 12
e-mail: DKwarszawa@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 081 477 84 76
fax: 081 746 27 72
e-mail: Warszawa@poch.com.pl

Region mazowiecki, podlaski

kom.: 0 694 44 17 97
e-mail: DKwarszawa1@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 081 477 84 77
fax: 081 746 27 72
e-mail: Warszawa1@poch.com.pl

REGION POŁUDNIOWY

Menedżer Regionalny

kom.: 0 608 29 22 66
e-mail: MRpoludnie@poch.com.pl

DORADCY KLIENTA

Region podkarpacki

kom.: 0 608 29 22 66
e-mail: DKrzeszow@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 081 476 15 26
fax: 081 746 27 72
e-mail: Rzeszow@poch.com.pl

Region małopolski

kom.: 0 694 44 18 09
e-mail: DKkrakow@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 032 239 21 70
e-mail: Krakow@poch.com.pl
tel.: 032 239 21 57
e-mail: Krakow1@poch.com.pl
fax: 032 239 23 72

Region śląski, opolski

kom.: 0 602 48 28 42
e-mail: DKkatowice@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 032 239 21 72
fax: 032 239 23 72
e-mail: Katowice@poch.com.pl

Region dolnośląski, lubuski

kom.: 0 606 34 64 54
e-mail: DKwroclaw@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 032 239 21 71
fax: 032 239 23 72
e-mail: Wroclaw@poch.com.pl

REGION PÓŁNOCNY

Menedżer Regionalny

kom.: 0 698 63 01 06
e-mail: MRpolnoc@poch.com.pl

DORADCY KLIENTA

Region łódzki

kom.: 0 698 63 01 06
e-mail: DKlodz@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 081 476 18 98
fax: 081 746 27 72
e-mail: Lodz@poch.com.pl

Region wielkopolski

kom.: 0 604 54 88 03
e-mail: DKpoznan@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 032 239 21 00
fax: 032 239 23 72
e-mail: Poznan@poch.com.pl

Region kujawsko-pomorski

kom.: 0 694 44 18 06
e-mail: DKbydgoszcz@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 032 239 23 77
fax: 032 239 23 72
e-mail: Bydgoszcz1@poch.com.pl

**Region pomorski,
zachodnio-pomorski**

kom.: 0 668 18 87 69
e-mail: DKgdansk@poch.com.pl

Dział Obsługi Klienta

tel.: 032 239 21 77
fax: 032 239 23 72
e-mail: Gdansk@poch.com.pl

Sklep Firmowy POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11
44-101 Gliwice
tel.: 0 32 239 22 60
fax: 0 32 231 96 17
e-mail: Gliwice@poch.com.pl

Centrum Regionalne POCH S.A.

ul. Mełgiewska 16
20-234 Lublin
tel.: 0 81 745 13 09, 0 81 745 13 10
fax: 0 81 746 27 72
e-mail: Lublin@poch.com.pl

POCH S.A.

44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11, Polska
tel. (48 32) 239 20 00, fax (48 32) 239 23 70
e-mail: poch@poch.com.pl, www.poch.com.pl
NIP: 631-010-13-07

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000010108
Wysokość kapitału zakładowego: 2 360 790,00 zł., w całości opłacony