



Roztwory buforowe i bufony do uwalniania

WSTĘP

Oferowane przez firmę POCH odczynniki laboratoryjne cechują się najwyższą jakością, którą doskonalimy od ponad 60-ciu lat istnienia firmy. Dla zapewnienia wysokiej jakości oferowanego asortymentu, nasze produkty poddawane są wyjątkowemu reżimowi technologicznemu zarówno podczas produkcji jak i konfekcjonowania. Procesy te zgodne są z Certyfikatem Systemu Jakości ISO 9001 oraz Systemem Zarządzania środowiskowego ISO 14001.

POLITYKA JAKOŚCI

Jakość

Zapewnienie najlepszej jakości produktów, a tym samym dostarczenie wszystkim Klientom przedsiębiorstwa maksymalnej satysfakcji z ich użytkowania, to podstawowe zadanie realizowane w firmie. Wszystkie produkty oferowane odbiorcom poddawane są pełnej kontroli przed dopuszczeniem ich do obrotu handlowego. Sprawdzana jest ich zgodność z normami oraz wymaganiami naszych Klientów. Prowadzona jest stała weryfikacja współpracujących z firmą dostawców.

Procesy produkcyjne objęte są monitoringiem. Zapewnienie jakości jest w dużej mierze udziałem wykwalifikowanej kadry przedsiębiorstwa. Jakość w naszej firmie rozumiemy jako wartość, której oczekują od nas Klienci. Najważniejszym narzędziem służącym do realizacji tego założenia jest wdrożony System Zarządzania Jakością certyfikowany po raz pierwszy w 1998 roku. System znowelizowany zgodnie z wytycznymi normy ISO 9001:2000, jest utrzymywany i stale doskonalony. Potwierdzają to przeprowadzane przez jednostki certyfikujące oraz Klientów audyty, jak również uzyskany kolejne razy certyfikat. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, w oparciu o System Zarządzania Jakością, wdrożono i certyfikowano Wewnętrzny System Kontroli, dotyczący obrotu towarami o znaczeniu strategicznym.



rodowisko

POCH S.A., jako producent i dostawca odczynników chemicznych i uszlachetnionych chemikaliów, dąży do zrównowżenia rozwoju i doceniając znaczenie problematyki ekologicznej, wprowadził oraz utrzymuje System Zarządzania Rodowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001. Wszystkie decyzje podejmowane w trakcie naszej działalności uwzględniają aspekty rodowiskowe. Przestrzeganie wymagań wynikających z przepisów prawnych dotyczących rodowiska przyjmujemy jako wymóg minimalny.

Przedsiębiorstwo nasze prowadzi wszelkie procesy produkcyjne zgodnie z przepisami ochrony rodowiska. W tym celu w działach produkcyjnych znalazło zastosowanie szereg urządzeń służących do zredukowania zanieczyszczeń mogących przedostać się do powietrza, gleby lub cieków. Produkty uboczne, które ze względu na swój skład posiadają wartość technologiczną, są po wstępnej przeróbce zwracane do produkcji, pozostałe zostają utylizowane do postaci niegroźnej rodowisku.



BHP

W POCH S.A. w firmie produkujemy chemikalia dla wielu branż. Przykładamy do zapewnienia naszym pracownikom właściwych warunków pracy. W tym celu wdrażamy System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy zgodny z wytycznymi normy PN-N-18001.



ROZTWORY BUFOROWE

Wiele reakcji w znacznym stopniu zależy od stężenia jonów wodorowych w używanych roztworach, dlatego tak ważną jest wtedy regulacja pH. Regulacji pH dokonuje się poprzez bufor pH, które są np. roztworami słabego kwasu i jego soli z mocną zasadą albo słabej zasady i jej soli z mocnym kwasem. Roztwory buforowe wykazują stałe stężenie jonów wodorowych, które praktycznie nie ulega zmianie podczas rozcieńczenia lub po dodaniu niewielkich ilości mocnych kwasów lub zasad. Dzieje się tak dlatego, że pH w takich buforach zależy od stosunku stężeń składników roztworu buforowego, a nie od ich bezwzględnych stężeń. W naszym asortymencie znajdują się roztwory buforowe o pH w zakresie od 1 do 10 służące np. do kalibracji pH-metrów.

SPECYFIKACJE JAKO CIOWE

Numer katalogowy	Nazwa asortymentu	zakres pH	Wielko opakowania
765405171	Roztwór buforowy	1,00 +/- 0,05	100 cm ³
765405171			1 dm ³
765470175	Roztwór buforowy	2,00 +/- 0,05	100 cm ³
765472176			1 dm ³
765545172	Roztwór buforowy	3,00 +/- 0,05	100 cm ³
765545172			1 dm ³
765575176	Roztwór buforowy	4,00 +/- 0,05	100 cm ³
765577177			1 dm ³
765745170	Roztwór buforowy	5,00 +/- 0,05	100 cm ³
765747171			1 dm ³
765785178	Roztwór buforowy	6,00 +/- 0,05	100 cm ³
765784172			1 dm ³
765935172	Roztwór buforowy	7,00 +/- 0,05	100 cm ³
765937173			1 dm ³
766126177	Roztwór buforowy	8,00 +/- 0,05	100 cm ³
766126177			1 dm ³
766185179	Roztwór buforowy	9,00 +/- 0,05	100 cm ³
766187170			1 dm ³
766305170	Roztwór buforowy	10,00 +/-0,05	100 cm ³
766307171			1 dm ³

BUFORY DO UWALNIANIA

Firma POCH S.A. posiada w swojej ofercie bufory do uwalniania, które mogą być sporządzone według Farmakopei Polskiej, Farmakopei Europejskiej czy USP (United States Pharmacopeia), o ściśle określonej pojemności buforowej i pH. Takie bufory wykorzystywane są najczęściej w przemyśle farmaceutycznym do symulowania warunków panujących w układzie krwionośnym czy pokarmowym (np. badanie uwalniania leku w układzie pokarmowym); w biologii molekularnej do utrzymywania pH w reakcjach różnego rodzaju (np. PCR) itp. Obecnie w naszej ofercie posiadamy najpopularniejsze bufory do uwalniania wymienione poniżej, jednak zachęcamy do zapytania na interesujące Państwa bufory, gdyż posiadamy możliwość produkcji takich substancji na indywidualne zamówienie klienta.

SPECYFIKACJE JAKO CIOWE

Numer katalogowy	Nazwa asortymentu	pH	Typ buforu	Zgodny
765905179	Bufor do uwalniania pH 4,5	4,5	octanowy	ODP. PH EUR
765904173	Bufor do uwalniania pH 4,5	4,5	octanowy	ODP. USP
765902172	Bufor do uwalniania pH 6,8	6,8	fosforanowy	-
765903178	Bufor do uwalniania pH 6,8	6,8	cytrynianowy	-
765908175	Bufor do uwalniania pH 7,2	7,2	fosforanowy	wg FPVI
765906174	Bufor do uwalniania pH 7,3	7,3	fosforanowy	wg USP

REGION ZACHODNI

Region dolno l ski, lubuski
Doradca Klienta
kom.: 0 606 346 454
e-mail: DKwroclaw@poch.com.pl
Dział Obsługi Klienta
tel.: 032 239 21 71
fax: 032 239 23 72
e-mail: Wroclaw@poch.com.pl

Region kujawsko-pomorski
Doradca Klienta
kom.: 0 694 441 806
e-mail: DKbydgoszcz@poch.com.pl
Dział Obsługi Klienta
tel.: 032 239 23 77
fax: 032 239 23 72
e-mail: Bydgoszcz1@poch.com.pl

Region małopolski
Doradca Klienta
kom.: 0 694 441 809
e-mail: DKkrakow@poch.com.pl
Dział Obsługi Klienta
tel.: 032 239 21 70
fax: 032 239 23 72
e-mail: Krakow@poch.com.pl

Region pomorski, zachodnio-pomorski
Doradca Klienta
kom.: 0 668 188 769
e-mail: DKgdansk@poch.com.pl
Dział Obsługi Klienta
tel.: 032 239 21 77
fax: 032 239 23 72
e-mail: Gdansk@poch.com.pl

Region l ski, opolski
Doradca Klienta
kom.: 0 602 482 842
e-mail: DKkatowice@poch.com.pl
Dział Obsługi Klienta
tel.: 032 239 21 72
fax: 032 239 23 72
e-mail: Katowice@poch.com.pl

Region wielkopolski
Doradca Klienta
kom.: 0 604 548 803
e-mail: DKpoznan@poch.com.pl
Dział Obsługi Klienta
tel.: 032 239 21 00
fax: 032 239 23 72
e-mail: Poznan@poch.com.pl

MENED ER REGIONALNY
kom.: 0 608 292 466
e-mail: MRzachod@poch.com.pl

Sklep Firmowy POCH S.A.
ul. Sowi skiego 11
44-101 Gliwice
tel.: 0 32 239 22 60
fax: 0 32 231 96 17
e-mail: Gliwice@poch.com.pl

REGION WSCHODNI

Region lubelski, wi tokrzyski
Doradca Klienta
kom.: 0 604 132 335
e-mail: DKlublin@poch.com.pl
Dział Obsługi Klienta
tel.: 081 745 13 09 lub 10
fax: 081 746 27 72
e-mail: Lublin@poch.com.pl

Region łódzki
Doradca Klienta
kom.: 0 698 630 106
e-mail: DKlodz@poch.com.pl
Dział Obsługi Klienta
tel.: 032 239 21 57
fax: 032 239 23 72
e-mail: Lodz@poch.com.pl

Region mazowiecki, podlaski
Doradca Klienta
kom.: 0 694 441 797
e-mail: DKwarszawa1@poch.com.pl
Dział Obsługi Klienta
tel.: 081 477 84 77
fax: 081 746 27 72
e-mail: Warszawa1@poch.com.pl

Region mazowiecki, warmi sko-mazurski
Doradca Klienta
kom.: 0 602 723 012
e-mail: DKwarszawa@poch.com.pl
Dział Obsługi Klienta
tel.: 081 477 84 76
fax: 081 746 27 72
e-mail: Warszawa@poch.com.pl

Region podkarpacki
Doradca Klienta
kom.: 0 608 292 266
e-mail: DKrzeszow@poch.com.pl
Dział Obsługi Klienta
tel.: 081 745 13 09 lub 10
fax: 081 746 27 72
e-mail: Rzeszow@poch.com.pl

MENED ER REGIONALNY
kom.: 0 602 769 010
e-mail: MRwschod@poch.com.pl

Centrum Regionalne POCH S.A.
ul. Melgiewska 16
20-234 Lublin
tel.: 0 81 745 13 09, 0 81 745 13 10
fax: 0 81 746 27 72
e-mail: Lublin@poch.com.pl

POCH S.A.

44-101 Gliwice, ul. Sowi skiego 11, Polska
tel. (48 32) 239 20 00, fax (48 32) 239 23 70
e-mail: poch@poch.com.pl, www.poch.com.pl
NIP: 631-010-13-07

S d Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000010108
Wysoko kapitału zakładowego: 2 360 790,00 zł., w cało ci opłacony