




## Sączki membranowe i zestawy filtracyjne dla mikrobiologii


## Szanowni Państwo!

Z przyjemnością oddajemy w Państwa ręce naszą ofertę asortymentową poświęconą filtrom membranowym oraz podstawowym zestawom filtracyjnym stosowanym podczas badań mikrobiologicznych wody, napojów i żywności metodą filtracji membranowej.

Wychodząc naprzeciw zarówno potrzebom jak i przyzwyczajeniom użytkowników proponujemy **sączki membranowe sterylne, indywidualnie pakowane kilku producentów, w różnych kolorach, z różnymi kolorami kratek, w najczęściej używanych wielkościach średnic.**



Kolor sączka / kolor kratki	Wielkość porów [ $\mu\text{m}$ ]	Producent	Śr. [mm]	Materiał sączka	Nr kat. POCH	Wielkość opak. [szt.]
Biały/czarna	0,2	Sartorius	47 50	azotan celulozy	985802516 985804517	100 100
Biały/czarna	0,2	Whatman Schleicher&Schuell	47 50	estry mieszane celulozy	986607519 986603517	100 100
Biały/czarna	0,22	Millipore	47 47	estry mieszane celulozy	F01000871 F01000871	150, 600 (4x150)
Biały/zielona	0,45	Sartorius	47 50	azotan celulozy	986452517 986450516	100 100
Biały/czarna	0,45	Millipore	47 47 50	estry mieszane celulozy	F01000870 F01000870 F01002360	150, 600 (4x150) 600 (4x150)
Biały/czarna	0,45	Sartorius	47 50	azotan celulozy	985590515 985810510	100 100
Biały/czarna	0,45	Whatman Schleicher&Schuell	47 50	estry mieszane celulozy	986600511 986602511	100 100
Szary/biała	0,45	Sartorius	47 50	Azotan celulozy	986442512 986444513	100 100
Czarny/biała	0,45	Millipore	47 47 50	Estry mieszane celulozy	F01000682 F01002347 F01002362	100, 600 (4x150) 600 (4x150)
Zielony/ ciemno-zielona	0,45	Sartorius	47 50	Azotan celulozy	986454009 986453512	100 100
Zielony/ ciemno- zielona	0,45	Millipore	50	Estry mieszane celulozy	F01002361	600 (4x150)



### Najpopularniejsze sączki dostarczane są bezpośrednio z magazynu POCH S.A.

Sączki membranowe do analiz mikrobiologicznych dostępne są również w taśmach do podajników - jest to wygodna forma ułatwiająca rozpakowywanie i podawanie sączków.

Przy zakupie większych ilości sączków membranowych w taśmie firmy Millipore oferujemy podajniki do sączków w promocyjnej cenie.

## Podstawowe zestawy i akcesoria do filtracji membranowej

Nazwa	Wielkość opak. [szt.]	Nr katalogowy POCH
Aparat filtracyjny szklany <b>Pyrex</b> śr. 47 mm, bez odbieralnika	1	F01000819
Aparat filtracyjny szklany <b>Pyrex teflon</b> , z teflonową otoczką, śr. 47 mm, bez odbieralnika	1	F01000820
Aparat filtracyjny szklany <b>Pyrex SS/Screen</b> , z siateczką stalową śr. 47 mm, bez odbieralnika	1	F01000821
Aparat filtracyjny <b>ze stali nierdzewnej</b> , śr. 47 mm, lej filtracyjny 250 ml z przykrywką, bez odbieralnika	1	F01000825
Statyw filtracyjny, ze stali nierdzewnej 3 - stanowiskowy	1	F01000861
Statyw filtracyjny, ze stali nierdzewnej 6 - stanowiskowy	1	F01000862
Akcesoria - szczypcy do filtra ze stali nierdzewnej	1	F01000859
Akcesoria - kolba filtracyjna 1 litr z odgałęzieniem bocznym	1	F01000852
Akcesoria - kolba filtracyjna 4 litry z odgałęzieniem bocznym	1	F01000853
Akcesoria - wąż silikonowy 3/16", długość 140 cm, autoklawowalny	1	F01000804
Pompa próżniowo ciśnieniowa do zastosowań chemicznych, powłoka teflonowa, 220 V /50 Hz (w komplecie filtr hydrofobowy oraz silikonowy przewód próżniowy)	1	F01000798
Akcesoria do pompy - filtr teflonowy, hydrofobowy, śr. 50 mm; 0,2 μm niesterylny	10	F01000580
Podajnik do membran	1	F01000721

Przy składaniu zamówień prosimy o podawanie numerów katalogowych produktów, nazw, formatów oraz ilości opakowań - pozwoli to uniknąć niepotrzebnych pomyłek.

W przypadku zapotrzebowania na asortyment, którego nie znaleźliście Państwo w naszej ofercie, prosimy o złożenie zapytania ofertowego.

Informacje techniczne o produktach można uzyskać u menedżera produktu:

tel.: (48 32) 23 92 465, fax: (48 32) 23 92 133, e-mail: filtracja@poch.com.pl

## REGION ZACHODNI

### Region dolnośląski, lubuski Doradca Klienta

kom.: 0 606 346 454  
e-mail: DKwroclaw@poch.com.pl

### Dział Obsługi Klienta

tel.: 032 239 21 71  
fax: 032 239 23 72  
e-mail: Wroclaw@poch.com.pl

### Region kujawsko-pomorski Doradca Klienta

kom.: 0 694 441 806  
e-mail: DKbydgoszcz@poch.com.pl

### Dział Obsługi Klienta

tel.: 032 239 23 77  
fax: 032 239 23 72  
e-mail: Bydgoszcz1@poch.com.pl

### Region małopolski Doradca Klienta

kom.: 0 694 441 809  
e-mail: DKkrakow@poch.com.pl

### Dział Obsługi Klienta

tel.: 032 239 21 70  
e-mail: Krakow@poch.com.pl  
tel.: 032 239 21 57  
e-mail: Krakow1@poch.com.pl  
fax: 032 239 23 72

### Region pomorski, zachodnio-pomorski Doradca Klienta

kom.: 0 668 188 769  
e-mail: DKgdansk@poch.com.pl

### Dział Obsługi Klienta

tel.: 032 239 21 77  
fax: 032 239 23 72  
e-mail: Gdansk@poch.com.pl

### Region śląski, opolski Doradca Klienta

kom.: 0 602 482 842  
e-mail: DKkatowice@poch.com.pl

### Dział Obsługi Klienta

tel.: 032 239 21 72  
fax: 032 239 23 72  
e-mail: Katowice@poch.com.pl

### Region wielkopolski Doradca Klienta

kom.: 0 604 548 803  
e-mail: DKpoznan@poch.com.pl

### Dział Obsługi Klienta

tel.: 032 239 21 00  
fax: 032 239 23 72  
e-mail: Poznan@poch.com.pl

## MENEDŻER REGIONALNY

kom.: 0 608 292 466  
e-mail: MRzachod@poch.com.pl

## Sklep Firmowy POCH S.A.

ul. Sowińskiego 11  
44-101 Gliwice  
tel.: 0 32 239 22 60  
fax: 0 32 231 96 17  
e-mail: Gliwice@poch.com.pl

## REGION WSCHODNI

### Region lubelski, świętokrzyski Doradca Klienta

kom.: 0 604 132 335  
e-mail: DKlublin@poch.com.pl

### Dział Obsługi Klienta

tel.: 081 745 13 09 lub 10  
fax: 081 746 27 72  
e-mail: Lublin@poch.com.pl

### Region łódzki Doradca Klienta

kom.: 0 698 630 106  
e-mail: DKlodz@poch.com.pl

### Dział Obsługi Klienta

tel.: 081 467 18 98  
fax: 081 746 27 72  
e-mail: Lodz@poch.com.pl

### Region mazowiecki, podlaski Doradca Klienta

kom.: 0 694 441 797  
e-mail: DKwarszawa1@poch.com.pl

### Dział Obsługi Klienta

tel.: 081 477 84 77  
fax: 081 746 27 72  
e-mail: Warszawa1@poch.com.pl

### Region mazowiecki, warmińsko-mazurski Doradca Klienta

kom.: 0 602 723 012  
e-mail: DKwarszawa@poch.com.pl

### Dział Obsługi Klienta

tel.: 081 477 84 76  
fax: 081 746 27 72  
e-mail: Warszawa@poch.com.pl

### Region podkarpacki Doradca Klienta

kom.: 0 608 292 266  
e-mail: DKrzeszow@poch.com.pl

### Dział Obsługi Klienta

tel.: 081 745 13 09 lub 10  
fax: 081 746 27 72  
e-mail: Rzeszow@poch.com.pl

## MENEDŻER REGIONALNY

kom.: 0 602 769 010  
e-mail: MRwschod@poch.com.pl

## Centrum Regionalne POCH S.A.

ul. Melgiewska 16  
20-234 Lublin  
tel.: 0 81 745 13 09, 0 81 745 13 10  
fax: 0 81 746 27 72  
e-mail: Lublin@poch.com.pl

## POCH S.A.

44-101 Gliwice, ul. Sowińskiego 11, Polska  
tel. (48 32) 239 20 00, fax (48 32) 239 23 70  
e-mail: poch@poch.com.pl, www.poch.com.pl  
NIP: 631-010-13-07

Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy KRS nr 0000010108  
Wysokość kapitału zakładowego: 2 360 790,00 zł., w całości opłacony